

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Numero articolo: CM0006011



introduzione

CD2 Rabbit mAb (P06729) è un anticorpo monoclonale coniglio convalidato per WB, IHC-P ed ELISA, mirato al CD2 umano, una molecola chiave di adesione delle cellule T. Ideale per la ricerca immunologica e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	T11, SRBC, LFA-2, CD2
Specie	Umano
GenelD (umano)	914
GenelD	914
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD2 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio