


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd2 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

Numero articolo: CM0004787



introduzione

Anticorpo monoclonale CD2 Rabbit PolymAb®, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce CD2 (T11, SRBC, LFA-2) umano e murino, una molecola di adesione e segnalazione dei linfociti T. Ideale per studi di immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Uomo/Mouse
GeneID (Umano)	914
GeneID	914/12481
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD2 umano/murino.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P06729/P08920
Peso Proteico	38kDa/39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio