


Anticorpo Policlonale Anti-Cd20 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Numero articolo: CM0021090



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CD20 pAb generato contro la regione intracellulare umana del CD20; validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sui linfociti B e sul linfoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD20 Rabbit pAb
Note/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	931
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P11836
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio