


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd20 Per Wb E Ihc-P - P11836

Numero articolo: CM0005721



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti CD20 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Validato su umano e scimmia cynomolgus. Mira all'antigene dei linfociti B CD20, coinvolto nell'attivazione delle cellule B e nell'afflusso di calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD20 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	931
GeneID	931
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD20 umano (NP_068769.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Scimmia cynomolgus
SWISS	P11836
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio