


Anticorpo Policlonale Anti-Cd200 Per Wb, Elisa - 054901

Numero articolo: CM0020717



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD200 murino (glicoproteina di membrana OX-2), validato per Western blot e ELISA, cross-reattività con ratto. Adatto per la ricerca sulla costimolazione delle cellule T e sulla regolazione delle cellule mieloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	CD200 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OX2; Mox2; CD200
Specie	Topo
Gene ID	17470
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-232 del CD200 murino (NP_034948.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	054901
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio