

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd200 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Numero articolo: CM0007002

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al CD200 umano (glicoproteina di membrana OX-2). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD200 mAb coniglio
Note/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Specie	Umano
GeneID (umano)	4345
GeneID	4345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-232 del CD200 umano. (NP_001352780.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41217
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio