

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd200 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Numero articolo: CM0002815

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio adatto per WB, IHC-P ed ELISA, mirato al CD200 umano (glicoproteina di membrana OX-2). Supporta la ricerca in immunologia sulla regolazione immunitaria e la costimolazione delle cellule T. Swiss-Prot: P41217.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD200
Note/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-232 del CD200 umano (NP_001352780.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P41217
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio