


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd200R1 Per Wb, Elisa - Q8Td46

Numero articolo: CM0021025



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD200R1 umano validato per WB e ELISA. Recettore inibitorio che limita l'infiammazione, espresso sulle cellule immunitarie. Fornitura di materia prima IVD sfusa da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD200R1 Rabbit pAb
Note / Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	131450
ID gene	131450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-240 della CD200R1 umana (NP_740750.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TD46
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio