

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd201 Per Wb, Elisa - Q64695

Numero articolo: CM0019250

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CD201 murino (recettore della proteina C endoteliale). Adatto per applicazioni WB ed ELISA con campioni di topo; rileva una proteina di ~27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD201 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	10544
GenelD	19124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201 murino (NP_035301.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q64695
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio