


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd204 Per Citometria A Flusso - P21757

Numero articolo: CM0005634



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio, diretto contro il CD204 umano (MSR1), validato per citometria a flusso. Rileva il recettore scavenger dei macrofagi, ideale per studi sull'aterosclerosi e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD204 Umano             |
| Note/Alias            | SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII |
| Specie                | Umano                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 4481                                                           |
| ID Gene               | 4481                                                           |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante                                          |
| Sorgente              | Coniglio                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                          |
| Applicazione          | FC                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano                                                          |
| SWISS                 | P21757                                                         |
| Peso Proteico         | 40kDa/43kDa/50kDa                                              |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                              |