


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd204 (Msr1/Scara1) Per Ihc-P, Fc, Elisa - P21757

Numero articolo: CM0007345



introduzione

Anti-CD204 Rabbit mAb convalidato per IHC-P, FC, ELISA. Riconosce il recettore scavenger dei macrofagi umano di tipo I e II (MSR1/SCARA1), un elemento chiave nell'endocitosi delle LDL e nella formazione delle cellule schiumose. Adatto per la ricerca sull'aterosclerosi e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD204 Rabbit mAb
Note/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Specie	Umana
ID gene	4481 (Umana)
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-451 della proteina CD204 umana (NP_619729.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21757
Peso proteico	40kDa/43kDa/50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio