


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd205/Dec-205 - O60449

Numero articolo: CM0005717



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CD205/DEC-205 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Recettore endocitico coinvolto nell'elaborazione dell'antigene; adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD205/DEC-205 mAb Coniglio
Note/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4065
GeneID	4065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-501 di CD205/DEC-205 umano (NP_002340.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O60449
Peso proteico	198kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio