


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd209 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Numero articolo: CM0006142



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD209 umano (DC-SIGN) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione delle cellule dendritiche e del riconoscimento dei patogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD209
Note/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Specie	Umano
GeneID (umano)	30835
GeneID	30835
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CD209 umano (Q9NNX6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NNX6
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante