


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd209 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Numero articolo: CM0015516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD209 (DC-SIGN) per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Per studi sull'immunità mediata dalle cellule dendritiche e sull'attacco patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD209 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	30835
GeneID	30835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 265-404 della CD209 umana (NP_066978.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NNX6
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio