

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd213A2/IL-13 R Alfa 2 Per Wb, Ip, Elisa - Q14627

Numero articolo: CM0009786



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega al CD213a2/IL-13R alfa 2 umano, validato per WB, IP, ELISA. Reagisce incrociatamente con il ratto. Ideale per lo studio della segnalazione IL-13/IL-4, della regolazione immunitaria e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD213a2/IL-13 R alfa 2
Note/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3598
ID Gene	3598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-355 del CD213a2/IL-13 R alfa 2 umano (NP_000631.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q14627
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio