

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd215/IL-15R Alfa Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

Numero articolo: CM0028186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD215/IL-15R alfa umano (subunità alfa del recettore dell'IL-15). Validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dell'IL-15, della funzione delle cellule immunitarie e della ricerca sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD215/IL-15R alfa Rabbit pAb
Note/Alias	CD215; CD215/IL-15R alfa
Specie	Umano
GeneID (umano)	3601
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13261
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio