

Anticorpo Monoclonale Anti-CD215/IL-15R α Per If/Icc, Fc - Q60819

Numero articolo: CM0005805



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD215/IL-15R α del topo, validato per IF/ICC e FC. Rileva il recettore IL-15 ad alta affinità, cruciale nella segnalazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD215/IL-15R α di topo
Osservazioni/Alias	Il15ra
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3601
GeneID	16169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-205 del CD215/IL-15R α del topo (NP_032384.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio