


Anticorpo Policlonale Anti-Cd22 Per Wb Ed Elisa - P20273

Numero articolo: CM0020703



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD22 validato per WB ed ELISA. Rileva il CD22 umano (95 kDa), un recettore inibitorio delle cellule B che regola la segnalazione e l'apoptosi delle cellule B. - P20273

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD22 Rabbit pAb
Note/Alias	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	933
GeneID	933
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CD22 umano (NP_001762.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P20273
Peso della proteina	95 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante