


Anticorpo Policlonale Anti-Cd22 Per Wb, If/Icc, Elisa - P20273

Numero articolo: CM0030192



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD22, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia il recettore delle cellule B CD22 (SIGLEC2) per la ricerca sulla segnalazione delle cellule B e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD22 Rabbit pAb
Note/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	933
ID Gene	933
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 708-847 della CD22 umana (NP_001762.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio