


Polymab® Di Coniglio Anti-Cd22 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P20273 / P35329

Numero articolo: CM0007186



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro CD22 umano/murino (SIGLEC2), validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Ideale per studi sulla biologia delle cellule B e sulla segnalazione del BCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD22 PolymAb® di coniglio
Note/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Specie	Uomo/Topo
GeneID (uomo)	933
GeneID	933/12483
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P20273/P35329
Peso della proteina	95 kDa/97 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante