

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd225/Ifitm1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

Numero articolo: CM0003928

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per CD225/IFITM1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina transmembrana indotta da interferone di 14 kDa coinvolta nella difesa antivirale e nella tumorigenesi. Ideale per studi di immunità innata e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD225/IFITM1
Note/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8519
ID Gene	8519
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di CD225/IFITM1 umano (NP_003632.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13164
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio