


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd226/Dnam-1 Per Fc - Q8K4F0

Numero articolo: CM0008372



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD226/DNAM-1 di topo, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sull'adesione delle cellule immunitarie e sulla citotossicità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Topo CD226/DNAM-1 mAb
Osservazioni/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10666
GeneID	225825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-254 di CD226/DNAM-1 di topo (NP_848802.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8K4F0
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio