


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd226/Dnam-1 Per Wb, Elisa - Q15762

Numero articolo: CM0005183



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD226/DNAM-1 di alta qualità validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Specifico per la proteina CD226 umana, un recettore immunitario chiave coinvolto nella citotossicità delle cellule T e NK. Ideale per la ricerca in immunologia e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD226/DNAM-1 Rabbit mAb
Note/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1; CD226/DNAM-1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	10666
ID gene	10666
Immunogeno	Proteina ricombinante della CD226/DNAM-1 umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15762
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio