


Anticorpo Policlonale Anti-Cd23 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06734

Numero articolo: CM0019619



introduzione

Validare questo anticorpo policlonale di coniglio anti-CD23 umano mediante WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il recettore per le IgE a bassa affinità sia umano sia murino, fondamentale nella ricerca sulle allergie e sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD23 Rabbit pAb
Note/alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2208
GeneID	2208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-321 del CD23 umano (NP_001993.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P06734
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante