


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd23 Per Wb E Elisa - P06734

Numero articolo: CM0005747



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD23 (FCER2) umano, validato per WB e ELISA. Bersaglia il recettore IgE a bassa affinità; ideale per la ricerca sulla differenziazione dei linfociti B, l'allergia e l'immunità contro i parassiti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD23 Rabbit mAb
Note / Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
Specie	Umana
GeneID (umano)	2208
GeneID	2208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-321 di CD23 umano (NP_001993.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06734
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio