

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd239/Bcam Per Wb, Fc, Elisa - P50895

Numero articolo: CM0006835



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD239/BCAM umano (molecola di adesione delle cellule basali). Validato per applicazioni WB, FC ed ELISA. Prodotto da CamelBio per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD239/BCAM Rabbit mAb
Note/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-547 del CD239/BCAM umano (NP_005572.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50895
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio