

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd239/Bcam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Numero articolo: CM0006794



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al CD239/BCAM umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sull'adesione cellulare e sui recettori della laminina. Reagisce in modo incrociato con l'uomo. Peso proteico: 67kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CD239/BCAM
Osservazioni/Alias	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molecola di adesione delle cellule basali; CD239/BCAM
Specie	Umano
GeneID	4059
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50895
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio