

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd239/Bcam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Numero articolo: CM0002964



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al CD239/BCAM umano (molecola di adesione delle cellule basali). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata con il mouse. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, la migrazione e gli antigeni dei gruppi sanguigni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CD239/BCAM Coniglio mAb                                                                                                                    |
| Note/Alias          | AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                      |
| Gene ID             | 4059                                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico   Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 529-628 del CD239/BCAM umano (P50895). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Umano, Mouse                                                                                                                               |
| SWISS               | P50895                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 67kDa                                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                         |