

Anticorpo Policlonale Anti-Cd24 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25063

Numero articolo: CM0020696

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CD24 validato per WB, IHC-P ed ELISA; rileva CD24 umano, murino e ratto. Adatto per studi sulla differenziazione delle cellule B, marcatori delle cellule staminali tumorali e ricerca sulla modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD24 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD24A; CD24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100133941
GeneID	100133941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P25063
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio