

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd24 Per Wb, If, Fc, Elisa - P24807

Numero articolo: CM0007821

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD24 ad alta specificità, validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA in campioni di topo. Immunogeno ricombinante diretto contro gli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD24
Note/alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Specie	Topo
GenelD (umano)	100133941
GenelD	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo (NP_033976.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24807
Peso della proteina	8 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio