

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd244 Per Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0007598

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD244 di alta qualità, validato per WB, FC ed ELISA. Rileva il recettore 2B4 delle cellule natural killer umane (SLAMF4), un modulatore immunitario. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD244 Rabbit mAb
Note/alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molecola CD244
Specie	Umana
ID del gene (umano)	51744
ID del gene	51744
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-221 del CD244 umano (NP_001160135.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BZW8
Peso della proteina	30kDa/36kDa/41kDa
Spedizione	Borsa refrigerante