

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd244 Per Wb, Elisa - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0022245

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD244 convalidato per WB, ELISA con reattività incrociata verso uomo e topo. Bersaglia il recettore delle cellule natural killer 2B4 (SLAMF4); l'immunogeno copre gli amminoacidi 22-224. Per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD244 Rabbit pAb
Note / Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51744
ID gene	51744
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-224 della CD244 umana (NP_057466.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BZW8
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio