

Anticorpo Policlonale Anti-Cd248 Per Wb Ed Elisa - Q9Hcu0

Numero articolo: CM0017853



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro CD248 umano (endosialina, TEM1) per Western blot ed ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Per uso di ricerca negli studi sull'angiogenesi, sulla risposta immunitaria e sulla biologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD248 Rabbit pAb
Note/alias	TEM1; CD164L1; CD248
Specie	Umano
GeneID (umano)	57124
GeneID	57124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-150 di CD248 umano (NP_065137.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9HCU0
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante