

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd248/Tem1 Per Wb, Elisa - Q9Hcu0

Numero articolo: CM0015372

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD248/TEM1 umano, validato per WB e ELISA. Riconosce il marcatore endoteliale tumorale endosialina coinvolto nell'angiogenesi e nella modulazione immunitaria. Adatto per la ricerca e lo sviluppo di diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD248 Rabbit pAb
Note/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57124
GeneID	57124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-150 di CD248 umano (NP_065137.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9HCU0
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato