

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd25 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01589

Numero articolo: CM0005066



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CD25 umano (IL2RA), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della tolleranza immunitaria, della biologia delle cellule T regolatorie e della segnalazione dell'interleuchina-2. Immunogeno ricombinante, PM 31 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD25 Rabbit mAb
Note / Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Uomo
GeneID	3559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-213 della CD25 umana (NP_000408.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P01589
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio