

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd25 - P01589

Numero articolo: CM0028399



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CD25 umano (recettore alfa dell'IL-2). Validato per WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla tolleranza immunitaria e sui Treg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD25 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3559
GeneID	3559
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 101-200 del CD25 umano (NP_000408.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01589
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio