


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd252 (Ligando Ox40) Per If/Icc, Fc, Elisa - P43488

Numero articolo: CM0012493



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD252 murino (ligando OX40), diretto contro gli amminoacidi 51-198. Validato per IF/ICC, FC ed ELISA. Adatto per studi sulla co-stimolazione delle cellule T. Reagisce crociatamente con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD252 (ligando OX40)
Note/alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Specie	Topo
GeneID (umano)	7292
GeneID	22164
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P43488
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante