


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Per Fc, Elisa - O14763

Numero articolo: CM0004962



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ad alte prestazioni specifico per il recettore di morte 5 umano (DR5, TRAILR2, CD262). Ottimizzato per citometria a flusso e ELISA, supporta la ricerca sull'apoptosi e l'oncologia. O14763.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD262/DR5/TRAILR2 Rabbit mAb
Note/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; membro 10b della superfamiglia dei recettori del TNF; CD262/DR5/TRAILR2
Specie	Umana
GeneID (umano)	8795
GeneID	8795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-182 di CD262/DR5/TRAILR2 umano (NP_003833.4).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14763
Peso proteico	12kDa/45kDa/47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio