

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Per Citometria A Flusso - P27487

Numero articolo: CM0007734



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD26/DPP4 umano (DPPIV, ADCP2). Validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sull'attivazione delle cellule T e per la ricerca sul recettore MERS-CoV. UniProt P27487.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD26/DPP4 umano
Note/alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Specie	Umano
GeneID (umano)	1803
GeneID	1803
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-766 di CD26/DPP4 umano (NP_001926.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P27487
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante