


Anticorpo Policlonale Anti-Cd26/Dpp4 Per Wb, Elisa - P27487

Numero articolo: CM0020984



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro CD26/DPP4 umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata nel ratto. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T e sulla dipeptidil peptidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD26/DPP4 Rabbit pAb
Note/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Specie	Umano
GeneID (umano)	1803
GeneID	1803
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 29-766 di CD26/DPP4 umano (NP_001926.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P27487
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante