

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd26/Dpp4 Per Wb Ed Elisa - P27487

Numero articolo: CM0010386



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD26/DPP4 rileva il DPP4 umano endogeno, un recettore costimolatorio per l'attivazione delle cellule T e una serina proteasi, applicabile in WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD26/DPP4
Note/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1803
ID del gene	1803
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 667-766 del CD26/DPP4 umano (P27487)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P27487
Peso della proteina	88 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio