

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd26/Dpp4 Per Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Numero articolo: CM0006933



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD26/DPP4 umano (DPP4), validato in WB, IP, FC, ELISA. Riconosce la proteina di 88 kDa ed è adatto per studi sull'attivazione dei linfociti T, sulle proteasi e sui recettori virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD26/DPP4
Note/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Specie	Umano
ID Gene	1803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-766 del CD26/DPP4 umano (NP_001926.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P27487
Peso Proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio