

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd26/Dpp4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Numero articolo: CM0013006



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CD26/DPP4 umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA, cross-reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule T e sulla dipeptidil peptidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CD26/DPP4
Osservazioni/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1803
GeneID	1803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-766 di CD26/DPP4 umano (NP_001926.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27487
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio