

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd27 Per Wb, If-P, Elisa - P26842

Numero articolo: CM0003832



introduzione

Anticorpo monoclonale CD27 di coniglio validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA. Riconosce il CD27 umano e di ratto, un recettore TNF di 29 kDa coinvolto nella costimolazione delle cellule T. Adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb CD27 di Coniglio
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	939
ID Gene	939
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CD27 umano (P26842).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P26842
Peso Molecolare Proteina	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio