

Anticorpo Policlonale Anti-Cd27 Per Wb, Elisa - P26842

Numero articolo: CM0018396



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD27 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA, rileva il CD27 umano (~29 kDa) con reattività crociata del mouse. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD27 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Specie	Umano
GeneID (Umano)	939
GeneID	939
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio