

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd27 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26842

Numero articolo: CM0022505



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD27 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia l'antigene CD27 (TNFRSF7), un recettore di checkpoint immunologico costimolatorio coinvolto nell'attivazione e nella memoria delle cellule T. Immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD27 Rabbit pAb
Note/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	939
ID gene	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-191 della CD27 umana (NP_001233.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio