

Anti-Cd271 (P75Ntr) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Ihc-P Ed Elisa - Q9Z0W1

Numero articolo: CM0021374

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD271 di topo (p75NTR, TNFRSF16) validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con l'essere umano. Adatto per ricerche di neurobiologia, apoptosi e ingresso del virus della rabbia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD271 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
Specie	Topo
GenelD (Umano)	4804
GenelD	18053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 32-254 del CD271 di topo (NP_150086.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Z0W1
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio