

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd271 Per Ihc-P Ed Elisa - P08138

Numero articolo: CM0020503



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD271/p75NTR umano per applicazioni IHC-P ed ELISA. Questo anticorpo rileva il recettore delle neurotrofine a bassa affinità p75NTR, un regolatore chiave dello sviluppo neuronale, dell'apoptosi e del ritmo circadiano. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CD271 pAb di coniglio
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4804
GeneID	4804
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 330-427 di CD271 umano (NP_002498.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08138
Peso della proteina	45kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante