

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd272/Btla Per Fc - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0008732



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD272/BTLA murino, coniugato ad . Validato per la citometria a flusso (FC) per analizzare l'espressione di CD272/BTLA nei linfociti murini. Destinato alla ricerca sui meccanismi di segnalazione dei recettori inibitori.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD272/BTLA murino                                                                                                |
| Note/alias          | A630002H24                                                                                                                            |
| Specie              | Topo                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 151888                                                                                                                                |
| GeneID              | 208154                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-176 di CD272/BTLA murino (NP_001032808.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                 |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q7TSA3                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 34 kDa                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                    |