

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd272/Btla Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0006782



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD272/BTLA murino, un recettore inibitorio sui linfociti. Validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD272/BTLA Rabbit mAb
Note/Alias	A630002H24; CD272/BTLA
Specie	Topo
GeneID (umano)	151888
GeneID	208154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-176 di CD272/BTLA murino (NP_001032808.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7TSA3
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante